

Learning Resources Microscop ViewScope [LER2760]

Instructiuni de utilizare a microscopului ViewScope

Microscopul ViewScope este usor de folosit, dar cititi aceste instructiuni inainte de utilizare:

- Microscopul ViewScope este compus din 2 parti: corpul principal si partea detasabila cu ocular. Setul include si o cutiuta transparenta pentru observarea diferitelor specimene.
- Pentru o putea observa un obiect, plasati-l sub ocular, pe platforma. Nu puneti ochii direct pe vizor, ci tineti-i un pic deasupra acestuia; evitati apasarea ochilor de vizor.
- Puneti obiecte mici (mai mici de 2.5 cm) in cutiuta transparenta, in cercul din centru.
- Puneti obiecte mai mari (spre exemplu, o frunza) direct pe platforma microscopului.

Uitati-va prin vizor, folosind un singur ochi (stangul sau dreptul), iar celalalt ochi tineti-l inchis. Reglati butonul pentru focalizare pana cand imaginea devine clara- deasemenea, imaginea ar trebui sa fie mai mare ca inainte.

Nota: La fel ca la marea majoritatea microscopelor, imaginea pe care o vedeti este inversata. Aranjati obiectele pe platforma pana cand obtineti unghiul dorit. Nu folositi niciodata **Microscopul ViewScope** pentru a privi obiecte stralucitoare cum ar fi soarele.

Cum sa scoateti partea cu ocular

Partea cu ocular a microscopului ViewScope poate fi detasata pentru activitati de observare desfasurate chiar in natura. Pentru a o detasa apasati cele 2 butoane de pe corpul principal si trageți ușor. Acum puteti lua oriunde cu dvs. microscopul pentru activitati de observare. Folositi-l ca si pana acum, rotind butonul de focalizare pentru a mari obiectele mici si a le analiza cu atentie.

Pentru a pune la loc partea cu ocular, trebuie doar sa potriviti cele 2 picioruse de pe suport cu cele 2 gauri de pe partea cu ocular si apoi sa apasati ușor.